

132mM磷酸氢二钾溶液

制品内容

货号	名称	规格
SW2023-5×10mL	132 mM Potassium Phosphate Solution	5×10mL
SW2023-100mL	132 mM Potassium Phosphate Solution	100mL
SW2023-500mL	132 mM Potassium Phosphate Solution	500mL

产品简介

EZ Rich Defined Medium /MOPS EZ Rich Defined Medium Kit是一种成分丰富且稳定的合成培养基。其主要优点有：

- 1) 可作为M9培养基的替代品，对于大肠杆菌培养的可重复率高。
- 2) 各组分浓度已经优化，也可以独立调整(如C, P, N, S)。
- 3) 大肠杆菌在EZ培养基上的生长情况与LB培养基相似。
- 4) 可用于荧光测量。

132 mM磷酸氢二钾溶液为 EZ Rich Defined Medium 常用的辅助试剂，用于调节pH。

保存

2-8 °C 保存，保存2年。

使用说明

本产品在配制 EZ Rich Defined Medium以及其他溶液时，用于调节该培养基或其他溶液的pH。

注意事项

- 1) 本产品仅用于科研，不能用于临床诊断，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途；
- 2) 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

